

Поликлональные Антитела Против Mdh1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P40925

Артикул: CM0028077



введение

Рекомбинантные поликлональные антитела к рекомбинантному человеческому MDH1 (1-334 аминокислотных остатка), валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА у человека, мыши и крысы. Направлены на цитоплазматическую малатдегидрогеназу, участвующую в малат-аспартатном shuttle и цикле трикарбоновых кислот.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональные кроличьи антитела к MDH1
Примечания/алиасы	KAR, MDHA, MOR2, DEE88, MDH-s, EIEE88, HEL-S-32, MGC:1375, MDH1
Вид	Человек
ID гена (человек)	4190
ID гена	4190
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-334 человеческого MDH1 (NP_005908.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P40925
Молекулярная масса белка	36 кДа
Доставка	Холодильный пакет