


Кроличье Моноклональное Антитело Против Mdh2 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - P40926

Артикул: CM0003133



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий MDH2, валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П и ИФА. Перекрестно реагирует с MDH2 мыши и крысы. Идеально для исследований митохондриального метаболизма и неврологических расстройств.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MDH2 Кроличье mAb
Примечания/Алиасы	MDH; MOR1; DEE51; M-MDH; EIEE51; MGC:3559; MDH2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4191
GeneID	4191
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 50-150 человеческого MDH2 (P40926)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия (IHC-P), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P40926
Молекулярная масса белка	36 кДа
Доставка	В сумке со льдом