

Кроличье Моноклональное Антитело Против Mdm2 Для Ihc-P И Ифа - Q00987

Артикул: CM0004384



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого MDM2, валидированное для ИHC-P и ИФА. В качестве иммуногена используется синтетический пептид, нацеленный на N-концевую область (а.к. 101-200). Идеально подходит для изучения убиквитинирования p53 и онкогенной роли при раке.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MDM2 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	HDMX; LSKB; hdm2; ACTFS; MDM2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	4193
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий аминокислотам 101-200 человеческого MDM2 (NP_001354919.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ИHC-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q00987
Молекулярный вес белка	55кДа
Доставка	Сумка со льдом