

Кроличье Моноклональное Антитело Anti-Mdm2 Для Wb И Elisa — Q00987

Артикул: CM0007415



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого MDM2 (HDM2), валидированное для WB и ELISA. Идеально подходит для изучения E3-убиквитинлигаз в сигнальных путях p53, апоптозе и онкологических исследованиях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело против MDM2
Примечания/синонимы	HDMX; LSKB; hdm2; ACTFS; MDM2
Вид	Человек
GeneID (человек)	4193
GeneID	4193
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 101-200 человеческого MDM2 (NP_001354919.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	Q00987
Молекулярная масса белка	11 кДа/14 кДа/24 кДа/30 кДа/33 кДа/35 кДа/48 кДа/49 кДа/55 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом