

Кроличья Поликлональная Анти-Mdm2 Антитела Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q00987

Артикул: CM0016011



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого MDM2 (HDM2), подходит для Вестерн-блоттинга и ИФА. Детектирует MDM2 человека, мыши и крысы. Идеально для исследований убиквитинирования p53 и онкологических исследований. - Q00987

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MDM2 Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	HDMX, LSKB, hdm2, ACTFS, MDM2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4193
GeneID	4193
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 200-430 человеческого MDM2 (NP_001354919.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q00987
Молекулярная масса белка	55 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом