

Кроличья Поликлональная Антитело Против Mdm2 Для Wb, Ihc-P, Elisa — Q00987

Артикул: CM0017174



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого MDM2, валидированное для WB, IHC-P и ELISA. Обнаруживает MDM2 человека и мыши (55 кДа), E3 убиквитин-лигазу и ключевой регулятор p53, идеально подходит для исследований в области онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MDM2 Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	HDMX; LSKB; hdm2; ACTFS; MDM2
Вид	Человек
ID гена (человек)	4193
ID гена	4193
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 231-330 человеческого MDM2 (NP_001354919.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q00987
Молекулярная масса белка	55 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с холодоэлементом