


Поликлональные Антитела Против Me1 (Wb, Elisa) - P48163

Артикул: CM0027785



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого ME1 (NADP-зависимый малатный фермент). Валидированы для вестерн-блоттинга и ИФА; перекрестная реакция с мышью и крысой. Обнаруживают полосу при ~64 кДа. Подходят для исследований метаболизма.

[Узнать больше](#)

Параметр	Детали
Название продукта	ME1 кролик rAb
Примечания/Псевдоним	MES; HUMNDME; ME1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	4199
ID гена	4199
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-300 человеческого ME1 (NP_002386.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P48163
Молекулярный вес белка	64кДа
Доставка	Сумка со льдом