


Поликлональное Антитело Против Me2 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P23368

Артикул: CM0025407



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на митохондриальную НАД-зависимую яблочную энзиму (ME2) человека. Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА, иммуноген соответствует аминокислотам 220-479. Идеально для изучения митохондриального метаболизма и связанных заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ME2 Кроличье pAb
Примечания/Алиасы	ODS1; ME2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4200
GeneID	4200
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 220-479 человеческого ME2 (NP_001161807.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P23368
Молекулярная масса белка	65 кДа
Доставка	В пакете со льдом