


Антитело Против Me3 (Nadp-Me) Кроличье Поликлональное Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицх, Ифа - Q16798

Артикул: CM0014388



введение

Поликлональное антитело кролика против человеческого ME3 (NADP-зависимая яблочная энзима, митохондриальная). Валидировано для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА. Реагирует с белками человека, мыши, крысы. Uniprot: Q16798.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ME3 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	NADP-ME; ME3
Вид	Человек
ID гена (Человек)	10873
ID гена	10873
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q16798
Молекулярная масса белка	67 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом