

Поликлональные Антитела Против Meaf6 Для Вб, Ифа - Q9Haf1

Артикул: CM0013106

введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против MEAF6 (CENP-28, EAF6), подходящие для методов Вестерн-блоттинга и ИФА. Реагируют с образцами человека и мыши. Целевой белок размером 22 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MEAF6 Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	EAF6; CENP-28; C1orf149; NY-SAR-91; MEAF6
Вид	Человек
GeneID (человек)	64769
GeneID	64769
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 1-191 человеческого MEAF6 (NP_001257804.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9HAF1
Молекулярная масса белка	22 кДа
Доставка	Айс-бокс