


Поликлональные Кроличьи Антитела Против Месом Для Wb, Elisa - Q03112 / Q13465

Артикул: CM0025582



введение

Поликлональные кроличьи антитела, направленные против MECOM (EVI1), для вестерн-блоттинга и ИФА. Валидированы на человеке и крысе. Подходят для исследований регуляции транскрипции, метилирования гистонов и лейкемии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MECOM кроличьи pAb
Примечания/Псевдоним	EVI1; MDS1; KMT8E; PRDM3; RUSAT2; MDS1-EVI1; AML1-EVI-1; MECOM
Вид	Человек
ID гена (Человек)	2122
ID гена	2122
Иммуноген	Рекомбинантный белок / Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-190 человеческого MECOM (NP_004982.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	Q03112/Q13465
Молекулярный вес белка	18кДа/117кДа/118кДа/125кДа/139кДа
Доставка	Сумка со льдом