

Поликлональные Антитела Против Меср2 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - P51608

Артикул: CM0027033



введение

Кроличьи поликлональные антитела против МЕСР2 (P51608), валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестная реакция с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Подходят для исследований в области биологии хроматина, метилирования ДНК и нарушений нейроразвития.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MECP2 Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	RS; RTS; RTT; PPMX; MRX16; MRX79; MRXSL; AUTSX3; MRXS13; MECP2
Вид	Человек
GeneID (человек)	4204
GeneID	4204
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 387-486 человеческого MECP2 (NP_004983.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P51608
Молекулярный вес белка	52кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент