

Поликлональное Антитело Anti-Mecp2 Для Wb, If/Icc, Elisa - P51608

Артикул: CM0014113



введение

Кроличье поликлональное антитело к белку 2, связывающему метил-CpG (MECP2). Обнаруживает полосу размером около 52 кДа в WB. Валидировано для WB, IF/ICC и ELISA у человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения транскрипционной репрессии и метилирования ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к MECP2
Примечания/синонимы	RS; RTS; RTT; PPMX; MRX16; MRX79; MRXSL; AUTSX3; MRXS13; MECP2
Вид	Человек
GeneID (человек)	4204
GeneID	4204
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 387–486 человеческого MECP2 (NP_004983.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P51608
Молекулярная масса белка	52 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом