

Поликлональное Антитело Против Mecr Для IHC-P, Elisa — Q9BV79

Артикул: CM0018946



введение

Кроличье поликлональное антитело к MECR (UniProt Q9BV79), валидированное для IHC-P и ELISA. Реагирует с человеческим белком. Идеально подходит для изучения митохондриального синтеза жирных кислот, гомеостаза железа и неврологических расстройств, связанных с MECR.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к MECR
Примечания/синонимы	ETR1; NRBF1; CGI-63; FASN2B; DYTOABG; MECR
Вид	Человек
Идентификатор гена	51102
Иммуноген	Рекомбинантный белок, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 54–373 человеческого MECR (NP_057095.4)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	Q9BV79
Молекулярная масса белка	40 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом