

## Анти-Mecr Кроличий Моноклональный Антитело Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Bv79

Артикул: CM0008276



### введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело против человеческого MECR, валидированное для WB, IHC-P, ELISA. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Подходит для исследований митохондриального синтеза жирных кислот и гомеостаза железа.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                 |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | MECR кроличье mAb                                                                                                        |
| Примечания/Псевдоним      | ETR1; NRBF1; CGI-63; FASN2B; DYTOABG                                                                                     |
| Вид                       | Человек                                                                                                                  |
| GeneID (Человек)          | 51102                                                                                                                    |
| GeneID                    | 51102                                                                                                                    |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 54-373 человеческого MECR (NP_057095.4). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                   |
| Категория                 | Моноклональные антитела                                                                                                  |
| Применение                | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                         |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                     |
| SWISS                     | Q9BV79                                                                                                                   |
| Молекулярный вес белка    | 40kDa                                                                                                                    |
| Доставка                  | Ледяной пакет                                                                                                            |