

Кроличья Поликлональная Анти-Med1 Антитело Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q15648

Артикул: CM0022941



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий MED1 (субъединицу 1 медиаторного комплекса). Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА. Подходит для изучения коактивации транскрипции РНК-полимеразой II и сигнальных путей ядерных рецепторов. Перекрестно реагирует с человеческим белком.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против MED1
Примечания/Альтернативные названия	PBP; CRSP1; RB18A; TRIP2; PPARBP; CRSP200; DRIP205; DRIP230; PPARGBP; TRAP220; MED1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5469
ID гена	5469
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-300 человеческого MED1 (NP_004765.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q15648
Молекулярная масса белка	168 кДа
Доставка	В пакете со льдом