

Кроличье Поликлональное Антитело К Med15 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - Q96Rn5

Артикул: CM0019672



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого MED15 (ARC105), валидировано для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC) и ELISA. Определяет MED15 человека, мыши, крысы (~87 кДа). Идеально для исследований транскрипционной регуляции и медиаторного комплекса.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к MED15 (pAb)
Примечания/Альтернативные названия	TIG1; CAG7A; CTG7A; PCQAP; TIG-1; TNRC7; ARC105; MED15
Вид	Человек
ID гена (Человек)	51586
ID гена	51586
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого MED15 (NP_001003891.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия (IF/ICC), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS-PROT	Q96RN5
Молекулярная масса белка	~87 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом