

Поликлональные Антитела Против Med17 Для Вб, Ифа - Q9Nvc6

Артикул: CM0029515



введение

Кроличьи поликлональные антитела к MED17, подходящие для вестерн-блоттинга и ИФА. Валидированы для образцов человека, мыши и крысы. Идеально подходят для изучения комплекса Медиатор и транскрипции РНК-полимеразой II.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MED17 кроличьи поликлональные антитела
Примечания/алиасы	SRB4; CRSP6; CRSP77; DRIP80; TRAP80; MED17
Вид	Человек
ID гена (человек)	9440
ID гена	9440
Иммуноген	Рекомбинантный слизистый белок, содержащий последовательность аминокислот 250-460 человеческого MED17 (NP_004259.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9NVC6
Молекулярная масса белка	73 кДа
Доставка	С пакетом охлаждающим