

Антитело Кролика Против Med18 (Поликлональное) Для Wb, Elisa - Q9Bue0

Артикул: CM0014543



введение

Это поликлональное антитело кролика против MED18 валидировано для WB и ELISA, обнаруживает человеческий и мышинный MED18, субъединицу комплекса Mediator, необходимую для транскрипции РНК-полимеразой II. Идеально подходит для изучения регуляции транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MED18 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	SRB5; p28b; MED18
Вид	Человек
GeneID (Человек)	54797
GeneID	54797
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9BUE0
Молекулярный вес белка	24кДа
Доставка	Сумка со льдом