

Поликлональные Антитела Против Med20 Для Wb, Elisa - Q9H944

Артикул: CM0023537



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого MED20, субъединицы комплекса Mediator, критически важной для транскрипции РНК-полимеразой II. Подходят для WB и ELISA; перекрестно реагируют с образцами человека, мыши и крысы. Идеальны для исследований регуляции транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MED20 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	SRB2; TRFP; PRO0213; MED20
Вид	Человек
GeneID (Человек)	9477
GeneID	9477
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-212 человеческого MED20 (NP_004266.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9H944
Молекулярный вес белка	23кДа
Доставка	Сумка со льдом