

Поликлональные Антитела Против Med21 Для Вестерн-Блота И Ифа - Q13503

Артикул: CM0014606



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого MED21 (SRB7), валидированные для Вестерн-блота и ИФА. Субъединица медиаторного комплекса, участвующая в регуляции транскрипции РНК-полимеразой II. Подходит для образцов человека и мыши.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи поликлональные антитела против MED21
Примечания/алиасы	SRB7; SURB7; hSrb7; MED21
Вид	Человек
ID гена (человек)	9412
ID гена	9412
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-144 человеческого MED21 (NP_004255.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q13503
Молекулярная масса белка	16 кДа
Доставка	С хладагентом