

Поликлональное Антитело Против Med24 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - O75448

Артикул: CM0030053



введение

Кроличье поликлональное антитело MED24, валидированное для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА. Обнаруживает MED24 человека, мыши и крысы, субъединицу медиаторного комплекса массой 110 кДа. Идеально для исследований регуляции транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против MED24
Примечания/Алиасы	MED5; CRSP4; ARC100; THRAP4; CRSP100; DRIP100; TRAP100; MED24
Вид	Человек
GeneID (Человек)	9862
GeneID	9862
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-160 белка MED24 человека (NP_055630.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O75448
Молекулярная масса белка	110 кДа
Доставка	В пакете со льдом