

Поликлональные Антитела Против Med4 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9Npj6

Артикул: CM0026071



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого MED4, валидированные для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА. MED4 является субъединицей медиаторного комплекса, связывающим регуляторные белки и РНК-полимеразу II для регуляции транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MED4 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	ARC36; VDRIP; DRIP36; TRAP36; HSPC126; MED4
Вид	Человек
GeneID (Человек)	29079
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-270 человеческого MED4 (NP_054885.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9NPJ6
Молекулярный вес белка	30 кДа
Доставка	Сумка-холодозлемент