

Кроличья Моноклональная Антитело Против Med4 Для Вб, Игг-П, Ифа - Q9NPJ6

Артикул: CM0002266



введение

Кроличья моноклональная антитело к MED4, валидированная для ВБ, ИГГ-п, ИФА. Распознает MED4 человека, мыши и крысы — субъединицу медиаторного комплекса, участвующего в транскрипции РНК-полимеразой II. Идеально подходит для исследований регуляции транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MED4 кроличья моноклональная антитело
Примечания/Синонимы	ARC36, VDRIP, DRIP36, TRAP36, HSPC126, MED4
Вид	Человек
GeneID (человек)	29079
GeneID	29079
Иммуноген	Рекомбинантный слизистый белок, содержащий последовательность аминокислот 150-250 человеческого MED4 (Q9NPJ6)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИГГ-п, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9NPJ6
Молекулярная масса белка	30 кДа
Доставка	Холодильный пакет