

Анти-Med6 Кроличий Поликлональный Антитело Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - O75586

Артикул: CM0030395



введение

MED6 кроличий поликлональный антитело (pAb), валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживает субъединицу β посредника транскрипции человека (28 кДа). Идеально подходит для исследований транскрипции и изучения комплекса посредника.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MED6 кроличий pAb
Примечания/Псевдоним	ARC33; NY-REN-28; MED6
Вид	Человек
ID гена (Человек)	10001
ID гена	10001
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 27-246 человеческого MED6 (NP_005457.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O75586
Молекулярный вес белка	28 кДа
Доставка	Сумка со льдом