

Поликлональное Антитело Кролика Anti-Med7 Для Wb И Elisa - O43513

Артикул: CM0022673



введение

Поликлональное антитело кролика к MED7, валидированное для WB и ELISA, распознающее MED7 человека и мыши. MED7 является субъединицей комплекса Mediator, играющей ключевую роль в транскрипции с участием РНК-полимеразы II, что делает это антитело идеальным для исследований регуляции транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MED7 Rabbit pAb
Примечания/псевдонимы	ARC34; CRSP9; CRSP33; MED7
Вид	Человек
GeneID (человек)	9443
GeneID	9443
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-233 человеческого MED7 (NP_004261.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	O43513
Молекулярная масса белка	27 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом