

Поликлональное Антитело Против Mef2A Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицх, Ифа - Q02078

Артикул: CM0017159



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого MEF2A. Валидировано для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ и ИФА. Реагирует с образцами человека, мыши и крысы. Подходит для исследований развития мышц и регуляции транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MEF2A Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	mef2; ADCAD1; RSRFC4; RSRFC9; MEF2A
Вид	Человек
ID гена (Человек)	4205
ID гена	4205
Иммуноген	Синтетический пептид[Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого MEF2A (NP_001124400.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q02078
Молекулярная масса белка	55 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом