

Кроличьи Поликлональные Антитела Против Mef2C Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф (If), Игх (Ihc) И Ифа (Elisa) - Q06413

Артикул: CM0016085

введение

Кроличьи поликлональные антитела против MEF2C, валидированные для WB, IF-P, IHC-P и ELISA. Перекрестная реакция с человеком, мышью и крысой. Идеально подходят для исследований развития мышц, нейробиологии и регуляции транскрипции. SWISS: Q06413.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MEF2C Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	NEDHSIL; DEL5q14.3; C5DELq14.3; MEF2C
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4208
GeneID	4208
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 170-380 человеческого MEF2C (NP_002388.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q06413
Молекулярный вес белка	51кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент