


Поликлональное Антитело Anti-Mef2D Для Wb, Ihc, Elisa — Q14814

Артикул: CM0019142



введение

Поликлональное антитело кролика, нацеленное на человеческий MEF2D (56 кДа), валидированное для WB, IHC и ELISA. Реагирует с белками мыши и крысы. Идеально подходит для изучения транскрипционной регуляции в развитии мышечной и нервной ткани.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MEF2D Rabbit pAb
Примечания/синоним	MEF2D
Вид	Человек
GeneID (человек)	4209
GeneID	4209
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 431-521 человеческого MEF2D (NP_005911.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q14814
Молекулярная масса белка	56 кДа
Условия транспортировки	Хладагентный пакет