

Поликлональные Антитела Кролика Против Meis1 Для Вестерн-Блоттинга, Иф/Ицх, Ифа — O00470

Артикул: CM0020600



введение

Поликлональные антитела кролика против MEIS1, валидированные для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ИФА. Реагируют с MEIS1 человека, мыши и крысы. Идеально подходят для изучения гемопоэза, регуляции транскрипции и лейкоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MEIS1 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	MEIS1
Вид	Человек
ID гена	4211
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 300-390 MEIS1 человека (NP_002389.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	O00470
Молекулярная масса белка	43 кДа
Доставка	Холодильный пакет