

Моноклональное Антитело Против Meis2 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - O14770

Артикул: CM0008105



введение

Кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого MEIS2, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживает человеческий и мышинный MEIS2. Идеально подходит для исследований регуляции транскрипции и биологии развития.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MEIS2 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	MRG1; CPCMR; HsT18361; MEIS2
Вид	Человек
GeneID (человек)	4212
GeneID	4212
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого MEIS2 (O14770).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	O14770
Молекулярный вес белка	52кДа
Доставка	Сумка со льдом