

Поликлональные Антитела Против Meis2 Для Wb, Elisa - O14770

Артикул: CM0026378



введение

Кроличьи поликлональные антитела к MEIS2, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА с перекрестной реактивностью к мышам и крысам. Подходит для исследований транскрипционной регуляции и биологии развития. Иммуноген — рекомбинантный белок.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MEIS2 Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	MRG1; CPCMR; HsT18361; MEIS2
Вид	Человек
Идентификатор гена	4212
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 351-470 человеческого MEIS2 (NP_733776.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	O14770
Молекулярная масса белка	52 кДа
Доставка	Холодовая упаковка