

Поликлональные Антитела Против Meis3 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q99687

Артикул: CM0020173

введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против человеческого MEIS3, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Подходят для исследований транскрипционной регуляции, выживаемости панкреатических бета-клеток и ядерной локализации. Реагируют с человеческими, мышиными и крысиными образцами.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	MEIS3 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	MRG2; MEIS3
Вид	Человек
ID гена (Человек)	56917
ID гена	56917
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 325-375 человеческого MEIS3 (NP_001287988.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q99687
Молекулярный вес белка	41кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент