

Поликлональное Антитело Anti-Mek1 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q02750

Артикул: CM0013680



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого MEK1 (MAP2K1) для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA; перекрёстно реагирует с мышью и крысой. Предназначено для исследований пути MAPK/ERK и разработки диагностических тестов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против MEK1
Примечания/синонимы	MEL; CFC3; MEK1; MKK1; MAPKK1; PRKMK1
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	5604
Идентификатор гена	5604
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого MEK1 (NP_002746.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q02750
Молекулярная масса белка	43 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом