

Кроличье Моноклональное Антитело Против Mek1 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Ip, Elisa - Q02750

Артикул: CM0003901



введение

Кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий MEK1 (MAP2K1), дуал-специфичную MAP киназу киназу. Подходит для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии, иммунопреципитации, ELISA; перекрестно реагирует с белками человека, мыши, крысы. Идеально для изучения сигнального пути MAPK/ERK (UniProt: Q02750).

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MEK1 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	MEL; CFC3; MEK1; MKK1; MAPKK1; PRKMK1
Вид	Человек
GeneID (человек)	5604
GeneID	5604
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 человеческого MEK1 (Q02750).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия, иммунопреципитация, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q02750
Молекулярная масса белка	43 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом