

Кроличье Моноклональное Антитело Против Mek1 Для Вестерн-Блоттинга, Иммунопреципитации, Ифа - Q02750

Артикул: CM0003100



введение

Кроличье моноклональное антитело против MEK1 для Вестерн-блоттинга, Иммунопреципитации, ИФА на человека, мышь, крысу. Нацелено на MAP2K1/MEK1 (Q02750), ключевую киназу пути MAPK/ERK. Идеально для исследований рака и передачи сигналов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MEK1 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	MEL; CFC3; MEK1; MKK1; MAPKK1; PRKMK1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5604
GeneID	5604
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 150-250 человеческого MEK1 (Q02750)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммунопреципитация (IP), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q02750
Молекулярная масса белка	43 кДа
Доставка	В термосумке со льдом