

Моноклональное Антитело Против Mek1/Mek2 Для Wb, Elisa — Q02750/P36507

Артикул: CM0009922



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на киназы MEK1/MEK2 человека. Подходит для вестерн-блоттинга и ELISA, обладает перекрёстной реактивностью с белками мыши и крысы. Незаменимый инструмент для исследований сигнального пути MAPK/ERK.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье мАб MEK1/MEK2
Примечания/синонимы	CFC3; MAPKK1; MEK1; MKK1; PRKMK1; MEK1/MEK2
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	5604/5605
Идентификатор гена	5604/5605
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-360 MEK1/MEK2 человека (Q02750)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q02750/P36507
Молекулярная масса белка	44 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом