

Моноклональное Антитело Против Mek1/Mek2 Для Wb, IHC-P, Elisa — Q02750 / P36507

Артикул: CM0007259



введение

Это кроличье моноклональное антитело нацелено на MEK1/MEK2 и валидировано для вестерн-блоттинга, ИHC-P и ELISA. Оно реагирует с образцами человека, мыши и крысы и идеально подходит для изучения сигнального пути MAPK/ERK.

[Узнать больше](#)

Параметр	Описание
Название продукта	Кроличье МАТ к MEK1/MEK2
Примечания/алиасы	CFC3; MAPKK1; MEK1; MKK1; PRKMK1; MEK1/MEK2
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	5604/5605
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 170-270 человеческого MEK1/MEK2 (NP_002746.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ИHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q02750 / P36507
Молекулярная масса белка	44 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом