

Кроличья Поликлональная Антитело К Mek1/Mek2 Для Вестерн-Блотов И Ифа — Q02750/P36507

Артикул: CM0024325



введение

Кроличья поликлональная антитело, нацеленная на MEK1/MEK2 (MAP2K1/2), валидированная для Вестерн-блоттинга и ИФА. Реагирует с ортологами мыши и крысы. Идеально подходит для исследований сигнального пути MAPK/ERK и разработки диагностических тест-систем.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MEK1/MEK2 кроличья пА
Примечания/алиасы	MEK1/MEK2
Вид	Человек
ID гена (человек)	5604/5605
ID гена	5604/5605
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 200-300 человеческого MAP2K1 (NP_002746.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q02750/P36507
Молекулярная масса белка	40 кДа/43 кДа/44 кДа
Доставка	С охлаждающим элементом