

Поликлональное Антитело Против Mek2 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицх, Ифа - P36507

Артикул: CM0013281



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого MEK2, валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ и ИФА. Детектирует MEK2 у человека, мыши и крысы. Подходит для исследований сигнального пути MAPK.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[KO Validated] MEK2 Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	CFC4; MEK2; MKK2; MAPKK2; PRKMK2; K2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5605
GeneID	5605
Иммуноген	Синтетический пептид[Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого MEK2 (NP_109587.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P36507
Молекулярная масса белка	44 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом