

Кроличье Моноклональное Антитело Против Mek2 (Валидировано По Нокауту) Для Вестерн-Блоттинга И Elisa - P36507

Артикул: CM0002154



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого MEK2 (MAP2K2), валидированное по нокауту для Вестерн-блоттинга (WB) и ELISA. Реагирует с человеческим и мышинным белком. Предсказанная молекулярная масса: 44 кДа. Идеально для изучения MAPK-сигналинга.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано по нокауту] Кроличье mAb против MEK2
Примечания/Альтернативные названия	CFC4; MEK2; MKK2; MAPKK2; PRKMK2; [KO/KD Validated] MEK2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5605
ID гена	5605
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого MEK2 (P36507)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P36507
Молекулярная масса белка	44 кДа
Доставка	В пакете со льдом