

Кроличья Моноклональная Антитела Против Mek3 Для Wb, If/Icc, Elisa — P46734

Артикул: CM0008547

введение

Высококачественная кроличья моноклональная антитела против человеческой MEK3 (MKK3, MAPKK3). Валидирована для WB, IF/ICC, ELISA. Перекрестно реагирует с мышинными и крысиными белками. Идеально подходит для изучения сигнальных путей MAPK p38.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MEK3 кроличья моноклональная антитела
Примечания/Алиасы	MEK3; MKK3; MAPKK3; PRKMK3; SAPKK2; SAPKK-2
Вид реагируемого белка	Человек
GeneID (человек)	5606
GeneID	5606
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 150-347 человеческой MEK3 (P46734)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P46734
Молекулярная масса белка	39 кДа
Доставка	Холодовой пакет