

Моноклональное Антитело Против Mek5 Для Вестерн-Блота И Ифа — Q13163

Артикул: CM0002581



введение

Моноклональное антитело против MEK5, валидированное для Вестерн-блота и ИФА. Реагирует с белками человека, мыши и крысы. Нацелено на киназу MAP2K5, участвующую в передаче сигналов по MAPK-пути, апоптозе и развитии сердца. Идеально подходит для научных исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело к MEK5 кролика
Примечания/синонимы	MEK5
Вид	Человек
ID гена	5607
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 250-350 человеческого MEK5 (Q13163).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блот, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q13163
Молекулярная масса белка	50 кДа
Доставка	Холодильный пакет