

Кроличье Поликлональное Антитело Против Mek5 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицх, Ифа - Q13163

Артикул: CM0024843



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий MEK5 (MAP2K5), валидировано для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Идеально для исследований сигналинга MAPK, апоптоза и развития сердца.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MEK5 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	MEK5; MAPKK5; PRKMK5; HsT17454
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5607
GeneID	5607
Иммуноген	Рекомбинантный белок; Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-190 человеческого MEK5 (NP_660143.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q13163
Молекулярная масса белка	50 кДа
Доставка	В пакете со льдом