


Анти-Mek6 Поликлональные Антитела Кролика Для Wb, If/Icc, Elisa - P52564

Артикул: CM0030981



введение

Поликлональные антитела кролика MEK6, валидированные для WB, IF/ICC, ELISA на человеке, мыши, крысе. Рекомбинантный иммуноген, нацеленный на активируемый стрессом MAPKK6; идеально подходит для исследований сигнальных путей цитокинов и стресса.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MEK6 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	MEK6; MKK6; MAPKK6; PRKMK6; SAPKK3; SAPKK-3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5608
GeneID	5608
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-334 человеческого MEK6 (NP_002749.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P52564
Молекулярный вес белка	37кДа
Доставка	Сумка со льдом