


Моноклональное Антитело Против Mek7 (Map2K7) Для Wb, Elisa - O14733

Артикул: CM0002025



введение

Кроличье моноклональное антитело против MEK7, валидированное для WB и ELISA. Реагирует с человеческими, мышинными и крысиными образцами. Обнаруживает полосу 47 кДа. Необходимо для сигналинга JNK, апоптоза, индуцированного стрессом. O14733.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано KO] MEK7 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	MEK; MKK7; JNKK2; MEK 7; MAPKK7; PRKMK7; SAPKK4; SAPKK-4; K7
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5609
GeneID	5609
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 320-419 человеческого MEK7 (O14733).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O14733
Молекулярный вес белка	47 кДа
Доставка	Сумка со льдом