


Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Mek7 (Валидировано Методом Ko) Для Wb, If/Icc, Elisa — O14733

Артикул: CM0020674



введение

Валидированное методом КО поликлональное кроличье антитело против MEK7 (MKK7, JNKK2). Подходит для WB, IF/ICC и ELISA с образцами человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований стресс-активируемого сигнального пути JNK MAP-киназы и апоптоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано методом KO] Кроличье pAb к MEK7
Примечания/синонимы	MEK; MKK7; JNKK2; MEK 7; MAPKK7; PRKMK7; SAPKK4; SAPKK-4; K7
Вид	Человек
GeneID (человек)	5609
GeneID	5609
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-250 человеческого MEK7 (NP_660186.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	O14733
Молекулярная масса белка	47 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом