


Кроличьи Моноклональные Антитела К Anti-Mekk2 Для Вестерн-Блоттинга, Игх (Ihc-P), Ифа - Q9Y2U5

Артикул: CM0002666



введение

Высококачественные кроличьи моноклональные антитела, направленные против человеческого MEK2 (MAP3K2), валидированные для Вестерн-блоттинга, ИГХ (ИНС-Р) и ИФА. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Необходимый инструмент для исследований MAP-киназ.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MEK2 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	MEK2; MEK2B
Вид	Человек
GeneID (человек)	10746
GeneID	10746
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9Y2U5
Молекулярный вес белка	70кДа
Доставка	Сумка со льдом