

Кроличья Поликлональная Антитело Против MekK3 (Map3K3) Для Wb, IHC-P, Elisa — Q99759

Артикул: CM0019547



введение

Кроличья поликлональная антитело против MEK3 (MAP3K3) для Вестерн-блоттинга, ИHC-P и ELISA. Валидировано для образцов человека, мыши и крысы; подходит для изучения сигнального пути MAPK и активации факторов транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MEK3 Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	MEK3; MAPKKK3
Вид	Человек
ID гена	4215
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 1-220 человеческого MEK3 (NP_976226.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q99759
Молекулярная масса белка	71 кДа
Доставка	Ледяной пакет