

Моноклональное Антитело Против Mekk3 Для Вестерн-Блоттинга - Q99759

Артикул: CM0012719



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого MEK3 (MAP3K3), валидированное для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA), реагирует с человеческим и мышинным белком, молекулярная масса 71 кДа. Идеально подходит для исследований трансдукции сигналов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MEK3 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	MEK3; MAPKKK3
Вид	Человек
ID гена (Человек)	4215
ID гена	4215
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого MEK3 (Q99759).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q99759
Молекулярная масса белка	71 кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент